

# ELEMENTEL

## ANALİTİK SARF & NUMUNE HAZIRLAMA

- Üstün Kalite
- Uygun Fiyat
- Ürün Çeşitliliği
- Planlı Stok

**Bu bröşürde yer alan fiyatlara KDV dahil değildir.**

## Agilent GC Kolonlar



	KOD	AÇIKLAMA	UZUNLUK (m)	İÇ ÇAP (mm)	FİLM KALINLIĞI (µm)	FİYAT (\$)
	<b>122-7062</b>	Agilent J&W DB-WAX GC Kolon	60	0,25	0,25	1.270,00
	<b>122-2932E</b>	Agilent J&W DB-225ms GC Kolon	30	0,25	0,25	841,00
	<b>123-0763</b>	Agilent J&W DB-1701 GC Kolon	60	0,32	1,00	1.354,00
	<b>125-1332</b>	Agilent J&W DB-1301 GC Kolon	30	0,53	1,00	850,50

## Agilent HPLC Kolonlar



Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m <sup>2</sup> /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüğü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (\$)
<b>880975-302</b>	ZORBAX HPLC Kolon StableBond SB-C18 (Reversed Phase)	250	3,0	5,0	80	Hayır	180	40/90	0,8-8	10	400	L1	884,25
<b>883975-302</b>	ZORBAX HPLC Kolon StableBond SB-C18 (Reversed Phase)	150	3,0	5,0	80	Hayır	180	40/90	0,8-8	10	400	L1	807,30
<b>959943-902</b>	ZORBAX HPLC Kolon Eclipse Plus C18 (Reversed Phase)	50	4,6	3,5	95	Çift	160	40/60	2-9	9	400	L1	657,50
<b>959757-902</b>	ZORBAX HPLC Kolon Eclipse Plus (RRHD) C18 (Reversed Phase)	50	2,1	1,8	95	Çift	160	40/60	2-9	9	1200	L1	951,00
<b>935967-906</b>	ZORBAX HPLC Kolon Eclipse XDB-C8 (Reversed Phase)	50	4,6	3,5	80	Çift	180	40/60	2-9	7,6	400	L7	591,30
<b>695975-902</b>	InfinityLab HPLC Kolon Poroshell 120 EC-C18 (Reversed Phase)	100	4,6	2,7	120	Evet	130	60	2-8	10	600	L1	988,00

## Agilent Kapiler



	KOD	AÇIKLAMA	TOPLAM UZUNLUK	EFEKTİF UZUNLUK	İÇ ÇAP	AMBALAJ	FİYAT (\$)
	<b>G1600-60232</b>	Agilent CE extended light path (3x) capillary, bare fused	48,5 cm	40 cm	50 µm	2 adet/paket	206,50

## Supelco HPLC Kolonlar



**Supelco®**  
Analytical Products

Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m <sup>2</sup> /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (€)
<b>50192-U</b>	Partisil™ HPLC Kolon 10 ODS (C18) (Reversed Phase)	250	4,6	10,0	85	Hayır	350	70	N/A	5	N/A	L1	1080,00

## Waters UPLC Kolonlar



**Waters™**

Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m <sup>2</sup> /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (S)
<b>186003532</b>	Acquity UPLC/UHPLC Kolon HSS C18 (Reversed Phase)	50	2,1	1,8	100	Evet	230	45	1,0-8,0	15	1241	L1	995,40

## Phenomenex HPLC Kolonlar



**phenomenex®**  
...breaking with tradition™

Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m <sup>2</sup> /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (S)
<b>00D-4256-Eo</b>	Luna® HPLC Kolon Phenyl-Hexyl (Reversed Phase)	100	4,6	3,0	100	Evet	400	60	1,5-10,0	17,5	345	L11	685,00

## Akzo Nobel HPLC Kolonlar



**Kromasil®**

Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m <sup>2</sup> /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (€)
<b>EH2CLD10</b>	Kromasil® Eternity™ HPLC Kolon 2.5-C18 (Reversed Phase)	100	2,1	2,5	100	Tescilli	330	60	1,0-12,0	14	400	L1	499,00
<b>EH2PXA10</b>	Kromasil® Eternity™ HPLC Kolon 2.5-PhenylHexy (Reversed Phase)	100	4,6	2,5	100	Tescilli	330	60	2,0-12,0	12	400	L11	499,00

## Dr-Maisch HPLC Kolonlar



**Dr. Maisch-GmbH**

Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m <sup>2</sup> /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (€)
<b>r65.om.S2546</b>	ReproSil® HPLC Kolon Chiral-OM (Normal Phase)	250	4,6	5,0	1000	N/A	N/A	40	N/A	N/A	150	L40	1.250,00

## Witeg Manyetik Karıştırıcılar



	KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE	HIZ	SICAKLIK	FİYAT (USD)
	<b>MSH-20DSET</b>	<b>Manyetik Karıştırıcı</b> Isıtıcı PT1000 Sıcaklık Sensörlü	20 Litre	80 - 1500 rpm	Maks 380°C	519,20

## Thermo Scientific Rezervuarlar



	KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (€)
	<b>95128080</b>	Reaktif Rezervuar Demo Paketi 3x5 adet (15 adet/paket)	25,00

## Thermo Scientific Pipetler



	KOD	AÇIKLAMA	HACİM ARALIĞI	ARTIŞ	RENK KODU	FİYAT (€)
	<b>4641100N</b>	Finnpiette™ F1 Değişken Hacimli Tek Kanallı Pipet	100-1000 µL	1 µL	Mavi	250,00

## Eppendorf Pipetler



	KOD	AÇIKLAMA	HACİM ARALIĞI	ARTIŞ	RENK KODU	FİYAT (€)
	<b>3120000046</b>	Research® Plus Değişken Hacimli Tek Kanallı Pipet	10-100 µL	0,1 µL	Sarı	258,00



**Whatman**

## Whatman Şırınga Ucu Filtreler

	KOD	AÇIKLAMA	FİLTRE ÇAPİ (mm)	GÖZENEK BOYUTU (µm)	STERİLİTE	GÖVDE MALZEMESİ	FİYAT (€)
	<b>WHA10463050</b>	SPARTAN HPLC Şırınga Ucu Filtre, Rejenere Selüloz (RC), 96 adet/paket	30	0,45	Hayır	Polikarbonat (PC)	200,00

## ALWSCI Emniyet Kapakları



	KOD	AÇIKLAMA	RENK	İÇ GÖVDE	DIŞ KAPAK	FİYAT (€)
	<b>GL45-316-R</b>	GL45 Emniyet Kapağı, Kırmızı, Üç delikli, 1/16" Dış Çaplı borular için	Kırmızı	PTFE	Polipropilen	25,00


## ALWSCI Vialler



	KOD	AÇIKLAMA	RENK	ÖLÇÜ	HACİM	FİYAT (€)
	<b>2ML-9-V1002</b>	Vial, Düz Taban, 9-425 Geniş Ağızlı Vida Dişli, Etiketli, 100 adet/paket	Şeffaf Cam	12x32	2ml	10,00


## S.C.A.T Konteynerler



	KOD	AÇIKLAMA	MALZEME	DIŞ ÖLÇÜSÜ	İÇERİK	EBATLAR G x Y x D (mm)	FİYAT (€)
	<b>108-042</b>	<b>Entegre şamandıralı konteyner</b> Sıvı laboratuvar atıklarını güvenle toplayın! Entegre edilmiş şamandıra, aşırı doldurmayı önlemek için zamanında bir uyarı verir	PE-HD, siyah, elektrik iletken	S 60/61	10 Litre	185x280x290	220,00

## Mayasan Mikro Termal Yazıcı




	KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (€)
	<b>855-MT</b>	Mikro termal yazıcı, Milkana Superior ve Express cihazları için	150,00

## Hahnemühle Tohum Çimlendirme Test Kağıtları



Hahnemühle

	KOD	AÇIKLAMA	EBAT (mm)	AĞIRLIK (g/m <sup>2</sup> )	KALINLIK (mm)	RENK	FİYAT (€)
	3633120160	Tohum Çimlendirme Test Kağıdı, Yaprak Şeklinde, 200 adet/paket	120 x 160	300	0,65	Açık Mavi	70,65

## Hahnemühle Cam Elyaf Filtre Kağıtları



Hahnemühle

	KOD	AÇIKLAMA	BAĞLAYICI	AZAMI SICAKLIK (°C)	ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	AMBALAJ	FİYAT (€)
	GF50025	Cam Mikroelyaf Filtre Kağıdı	Bağlayıcısız	500	25	0,29	100 adet/paket	35,80
	GF50047	Cam Mikroelyaf Filtre Kağıdı	Bağlayıcısız	500	47	0,29	100 adet/paket	50,40
	GF6025	Cam Mikroelyaf Filtre Kağıdı	İnorganik Bağlayıcılı	500	25	0,35	100 adet/paket	28,10
	52010905	Cam Mikroelyaf Filtre Kağıdı 70 mm İç Çap, 35 mm Genişlik, 30 m Rulo Uzunluğu	Organik Bağlayıcılı	180	25	0,35	1 Rulo	146,40

## Hahnemühle Kalitatif Filtre Kağıtları




Hahnemühle

	KOD	AÇIKLAMA	TUTMA ARALIĞI	AKIŞ HIZI	AĞIRLIK (g/m <sup>2</sup> )	ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	AMBALAJ	FİYAT (€)
	DP593047	Kalitatif Filtre Kağıdı	2-5 µm	Orta-Yava	84	47	0,17	100 adet/paket	15,24

## Hahnemühle Ekstraksiyon Kartuşları



Hahnemühle

	KOD	AÇIKLAMA	EBAT (mm)	AZAMI SICAKLIK (°C)	AMBALAJ	FİYAT (€)
	90030080	Sohxlet Ekstraksiyon Kartuşu	30x80	130	25 adet/paket	99,20
	90033080	Sohxlet Ekstraksiyon Kartuşu	33x80	130	25 adet/paket	106,20
	90033094	Sohxlet Ekstraksiyon Kartuşu	33x94	130	25 adet/paket	106,20



**TÜM GÜN DEVAM EDEN SİPARİŞ!**

Tel İzmir: (0232) 472 17 11

Tel İstanbul: (0212) 529 43 19

Faks: (0232) 472 17 11

Mail: [bilgi@elementel.com](mailto:bilgi@elementel.com)

**WEBSITEMİZİ ZİYARET EDİN:**

[www.elementel.com](http://www.elementel.com)

**Bu bröşürde yer alan fiyatlara KDV dahil değildir.**